



ARGENTA
EKSPERCI Z MISJĄ

interscience

Automatyzacja rozcieńczeń próbek - DiluFlow[®]

DiluFlow[®]

DiluFlow[®] Pro

DiluFlow[®] Elite 5 kg

DiluFlow[®] Elite 1 kg



Bardzo niski profil: łatwy w użyciu pod komorą laminarną



Zestaw przyspieszający Booster kit - dwukrotnie szybsze dozowanie



Dokładność rozcieńczania: > 98 %



Rozcieńczalniki grawimetryczne DiluFlow®

Którego rozcieńczalnika grawimetrycznego **DiluFlow®** potrzebuję?

Przeprowadzam ekstrakcję drobnoustrojów z próbek stałych do zawiesin ciekłych

Muszę ustandaryzować moją metodę i zapewnić jej powtarzalność

Jestem w pełni świadomy ryzyka wystąpienia zawodowych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego

Muszę ułatwić przygotowanie i zaoszczędzić czas

Pobieram próbki o masie od 10 do 25 g

Pobieram próbki o masie od 10 do 25 g, a do 500 g przy użyciu zestawu Jumbo

Pobieram próbki o masie od 1 do 25 g, czasami w probówce

Rozcieńczam próbkę do stosunku 1/99 (łączna masa ≤ 3 kg)

Rozcieńczam próbkę do stosunku 1/99 (łączna masa ≤ 5 kg)

Rozcieńczam próbkę do stosunku 1/1000 (łączna masa ≤ 5 kg)

Rozcieńczam próbkę do stosunku 1/1000 (łączna masa ≤ 1 kg)

Chcę zapewnić pełną identyfikowalność próbek (drukarka, oprogramowanie)

Chcę zapewnić identyfikowalność próbek (drukarka, oprogramowanie, połączenie dwukierunkowe – LIMS – pełna identyfikowalność, USB)

Mogę użyć maksymalnie dwóch różnych rozcieńczalników

Muszę również rozcieńczać próbki o niskiej aktywności wodnej aW* w „trybie proszku”

Mogę użyć maksymalnie sześciu różnych rozcieńczalników

Muszę zaprogramować tryb przygotowania (rozcieńczanie, dawkowanie, sekwencja)



DiluFlow®



DiluFlow® Pro



DiluFlow® Elite 5 kg



DiluFlow® Elite 1 kg

*aW = aktywność wodna



ARGENTA

Argenta Sp. z o.o., ul. Człuchowska 6, 60-434 Poznań
t. +48 61 847 46 37 e. info@argenta.com.pl w. www.argenta.com.pl